



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



Ceinture d'aide à la marche



Photo 1




Photo 2



Cette ceinture peut s'utiliser sur le patient ou sur l'aidant.

- La préhension des poignées par le patient, lorsque cette dernière est positionnée sur l'aidant, va permettre de le sécuriser et de le positionner en antépulsion pour faciliter son transfert (photo 1).
- Lorsque la ceinture est positionnée sur le patient, elle permet à l'aidant de le sécuriser mais également d'inciter un mouvement de balancier pour faciliter la marche. L'aidant peut se positionner à l'arrière ou à l'avant du patient (photo 2).
- Tour de taille : S : 75/90 cm, M : 85/105 cm, L : 105/120, XL : 120/135

RÉFÉRENCE

CADM2-PF