



Compresseur 100 Maxi 2



Deux modes thérapeutiques : pour répondre aux recommandations individuelles des patients.

- **Dynamique :** alternance des pressions pour éviter la compression vasculaire prolongée
- **Statique :** stabilité du support recommandé en cas de traumatisme divers et douleur liée, pour favoriser le repos ou lors d'une fin de vie déclarée.

Mode soins : plan ferme temporisé à 30 minutes pour faciliter les soins, le repositionnement et les transferts du ou vers le lit.

Cinq réglages de confort : confort personnalisable calibré en mmHg (millimètres de mercure) afin de répondre aux préférences individuelles des patients ou de leur position (assise).

Réglage digital : interface numérique pour un ajustement précis des paramètres.

Maintien automatique de la pression : système maintenant automatiquement la pression afin de conserver le niveau adapté aux besoins du patient.

Trois durées de cycle : durée de cycle ajustable 10, 15 et 20 minutes pour une personnalisation accrue ou selon la largeur du matelas utilisé.

Pompe silencieuse : Fonctionnement à faible bruit (< 28 dB) pour un confort optimal.



Avantages

- **Confort personnalisé :** cinq niveaux de réglage pour un confort accru.
- **Facilité d'utilisation :** interface digitale intuitive pour une utilisation simple et rapide.
- **Adaptabilité :** interface digitale permet une adaptation selon l'état de confort ou la position du patient.
- **Fiabilité :** conception robuste et durable pour une utilisation à long terme.
- **Compresseur silencieux :** fonctionnement à faible bruit (< 28 dB) pour un confort optimal.
- **Filtre à air :** externe pour un accès, un contrôle ou un remplacement aisé.

Applications

- Utilisation à domicile
- Hôpitaux et établissements de soins de longue durée ou courte durée.
- Cliniques de rééducation et centres de soins spécialisés.

Matelas conseillés

- Nausiflow 512 en 120 cm
- Nausiflow 834 en 120 cm
- Nausiflow 1034 en 120 ou 140 cm

Références : NA100MAXI2-COMP-PM

  **GARANTIE 2 ANS** 
De 30 à 450 kg