



## Compresseur **Nausiflow 2S**



**Réglage mécanique :** son bouton rotatif permet le réglage de la pression selon le confort ressenti par le patient.

**Maintien mécanique de la pression :** son principe mécanique à débit constant maintient la pression au niveau déterminé et adapté au confort du patient.

**Durée de cycle fixe :** programmée en cycle de 12 minutes.



**Deux modes thérapeutiques :** pour répondre aux recommandations individuelles des patients.

- Dynamique : mode par défaut de l'alternance des pression
- Statique (soins palliatifs) : stabilité du support recommandé en cas de traumatisme divers et douleur liée, pour favoriser le repos ainsi que lors d'une fin de vie déclarée.

**Pompe silencieuse :** Fonctionnement à faible bruit (< 28 dB) pour un confort optimal.

### Avantages

- **Confort Personnalisé :** pour un confort optimal.
- **Facilité d'Utilisation :** panneau de commande intuitif pour une utilisation simple et rapide.
- **Adaptabilité :** son bouton rotatif permet une adaptation selon l'état de confort du patient ou de sa position (assise) le tout étant agrémenté par son maintien de la pression.
- **Fiabilité :** conception robuste et durable pour une utilisation à long terme.

### Applications

- Utilisation à domicile.
- Hôpitaux et établissements de soins de longue durée ou courte durée.
- Cliniques de rééducation et centres de soins spécialisés.

Références : NA2S-COMP-PM

### Matelas conseillés

- Nausiflow 512 en 70, 88 cm
- Nausiflow 834 en 85 cm

  **GARANTIE 2 ANS**   
De 30 à 200 kg