



## Sangle hamac **Eco**

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle la sangle à privilégier pour la laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort. Cette sangle peut rester sous le patient.

- Disponible en jersey et filet
- Taille unique (équivalent taille L)

### Réglage **des accroches**

Cette sangle Eco propose un seul réglage.



### Positionnement **des sangles**



DECROISÉ

Choix conseillé



<b>RÉF.</b>	HA3-RBA-PF-TU (filet) HA-PF-TU (jersey)
<b>OPTION</b>	TAMOV-PF (tête amovible)