



## Matelas **Nausiflow 512**

Principalement recommandé dans le cadre de la prévention et/ou de l'aide au traitement de tous types d'**escarres constituées (suivant avis médical) de stade 1 à 2.**

**CPR** : permet un dégonflage total en  $\pm 15$  secondes.



**Cellules** : 17 cellules indépendantes et déconnectables d'une hauteur de 13 cm réalisées en Nylon/PU.



**Alimentation en air** : connecteur PM 3 voies muni d'un bouchon de transport.



**Sangles de fixation** : 2 sangles de fixation permettent de solidariser le matelas au sommier ou de le maintenir enroulé.



**Housse intégrale** : entièrement zippée, conçue en polyuréthane bi-élastique imperméable aux liquides, traité aux ions d'argent (Ag+). Lavable à 95°C.



**Gaine passe-câble** : protège le câble d'alimentation des dégradations.



**Base de mousse** : 5 cm de mousse haute densité pour un maintien parfait des cellules.



### Avantages

- **Confort et fiabilité** : Matériaux doux et durables pour un confort prolongé.
- **Gaine passe-câble** : protège le câble d'alimentation en lui évitant de traîner à même le sol. Facilite le placement des appareils de transfert.
- **Cellules de tête (3) statiques** : Augmente le confort du maintien de tête.
- **Connecteur rapide à fermeture automatique** : Facilite et sécurise la décharge rapide des 4 dernières cellules situées en zone talonnière.
- **Tuyaux d'alimentation en air** : Réalisé dans un caoutchouc très résistant et anti-pincement. Diminue les cisaillements dus aux plis.
- **Protection du sous-matelas** : Poche étanche à fermeture éclair protégée par un rabat. Protège la mousse contre les liquides et autres.

### Applications

- Utilisation à domicile.
- Hôpitaux et établissements de soins de longue durée ou courte durée.
- Cliniques de rééducation et centres de soins spécialisés.

### Compresseurs conseillés\*

- Nausiflow 2S
- Nausiflow 100 AUTO QUATTRO
- R'GO SOINS
- 100 MAXI 2

**Dimensions disponibles** : 200 x 70, 200 x 88, 200 x 120 cm

**Références** : NA512NPU-MAT70, NA512NPU-MAT88, NA512NPU-MAT120

\*Selon la largeur du matelas utilisé



De 30 à 150 kg

GARANTIE  
2 ANS

CE

