



## Sangle de toilette **Eco**

- Disponible en jersey
- Taille unique (équivalent taille L)



<b>RÉF.</b>	STORP3-PF-TU (jersey)
<b>OPTION</b>	TABAL-PF (têteière amovible et baleinée)



La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant. Les jambières en mousse réduisent les pressions exercées sur les cuisses. Ce type de sangle est déconseillée aux patients à faible tonicité.

### Réglage **des accroches**



Cette sangle Eco propose un seul réglage.

### Positionnement **des sangles**



DECROISÉ

Choix conseillé