




Lève-personne **Flyer XXL**

Nausicaa Médical vous propose une gamme de produits XXL. D'une capacité maximale de 260 kg, tous nos produits bariatriques permettent d'effectuer des transferts et de prendre en charge des patients alités.

Le FLYER XXL est un lève-personne à la fois confortable et puissant, utilisable avec sa sangle en U XXL dont la forme spécifique permet une mise en place rapide par le soignant. Simple d'utilisation, il effectue des transferts sécurisés et confortables pour les patients.

Il est livré avec une batterie lithium de série évitant ainsi les surcoûts d'exploitation.


Ses plus sont :

- sa qualité de roulage
- son fléau confort
- son débattement très important
- son écartement électrique des pieds
- son châssis renforcé pour patient bariatrique

Les systèmes de pesée présentés en page 18 sont également compatibles avec notre Flyer XXL.



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



Dimensions

- A. Longueur totale : 134 cm
- B. Hauteur utile mini : 53,5 cm
- C. Hauteur utile maxi : 170,5 cm
- D. Hauteur totale : 127 cm
- E. Hauteur du châssis : 11,5 cm
- F. Largeur embase mini : 78 cm
- G. Largeur embase maxi : 101 cm
- H. Diamètre de giration : 142 cm

RÉFÉRENCE

FLYER300-CBLI