



Têtières

Type de tête	Tête amovible	Tête amovible et balainée	Tête à attaches
Visuel tête			
Visuel d'utilisation			
Utilisation	La partie la plus large se glisse vers le bas entre la sangle et le patient. Une fois la sangle sous tension, la tête sera maintenue.	La partie la plus large se glisse vers le bas entre la sangle et le patient. Une fois la sangle sous tension, la tête sera maintenue. L'ajout de la tête amovible et balainée permet de protéger les cervicales lors d'un ramassage au sol par exemple.	Les 3 boucles présentes sur la tête sont à connecter avec les 3 sangles présentes en haut des sangles Premium compatibles (1). Une fois celles-ci connectées, on choisit le bon réglage des accroches (vert, jaune, rouge ou noir) que l'on positionne sur les crochets du fléau (2 ou 4 points) au niveau des épaules (2).
Références	Réf.: TAMOV-PF	Réf.: TABAL-PF	Réf.: TAAT-PF
Références de sangles Nausicaa Médical recommandées en association avec les têtes	S'utilise avec les sangles portant les références suivantes : SURPC3-PF, SUP3-PF, SURP3-PF, HA3-RBA-PF, SUBAS2-PF, SUBAI-PF, SUCBAS2-PF, SUCBAI-PF, SST-PF, SSTBA-PF, SHA2-PF, SHAC2-PF, SHA2BA-PF, SHAC2BA-PF, SUCPEHA2-PF, SUCBAHA2-PF.	S'utilise avec les sangles portant les références suivantes : STORP3-PF, SATL-PF, STO-PF, STC-PF.	S'utilise avec les sangles portant les références suivantes : SUBAS2-PF, SUBAI-PF, SUCBAS2-PF, SUCBAI-PF, SHA2-PF, SHAC2-PF, SHA2BA-PF, SHAC2BA-PF, SUCPEHA2-PF, SUCBAHA2-PF.