



Transfert



Nausifly 3

Le Nausifly est un lève-personne conçu pour une **utilisation au domicile comme en établissement de santé**. Il permet les transferts lit/fauteuil en position assise et son **fléau 4 points** augmente le confort du patient lors des transferts. Son débattement **permet de pratiquer le ramassage au sol**. Très grande qualité de roulage sur tout type de revêtement au sol. **Batterie Lithium de série** évitant les surcoûts d'exploitation.

Le Nausifly est compatible avec le système de pesée Peson PCE-CS 300 et le système de pesée homologué Classe III PESON ABILANX



Système de pesée PCE-CS 300

Système de pesée PESON Classe III Abilanx

Système de pesée non homologué avec une capacité de mesure allant jusqu'à 300 kg, idéal pour effectuer des pesées de contrôle précises.

Certifié CE, le système de pesée PESON RS permet de déterminer le poids des patients jusqu'à 300 kg à des fins thérapeutiques. **Il est homologué en métrologie légale Classe III avec vignette verte et carnet métrologique.**

CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



GARANTIE 5 ANS

