


## Nausifly 3 Compact



Son piétement **compact** est spécialement conçu pour une **utilisation dans des espaces réduits** ou les **espaces encombrés**.



### Dimensions

- A. Longueur totale : 104,5 cm
- B. Hauteur utile mini : 59 cm
- C. Hauteur utile maxi : 164,5 cm
- D. Hauteur totale : 126 cm
- E. Hauteur du châssis : 115 cm
- F. Largeur embase mini : 57 cm
- G. Largeur embase maxi : 81 cm
- H. Diamètre de rotation : 112 cm

### RÉFÉRENCES


NAFLY3CPT-CBLI (ECP mécanique)  
NAFLY3CPT+-CBLI (ECP électrique)

## Nausifly 3 Standard



Son piétement **standard** permet grâce à ses proportions une **grande facilité de mouvement**.

Ce piétement est privilégié pour une utilisation en établissement de santé.



### Dimensions

- A. Longueur totale : 124,5 cm
- B. Hauteur utile mini : 57,5 cm
- C. Hauteur utile maxi : 179 cm
- D. Hauteur totale : 134,5 cm
- E. Hauteur du châssis : 115 cm
- F. Largeur embase mini : 66 cm
- G. Largeur embase maxi :
  - écartement mécanique : 96 cm
  - écartement électrique : 99 cm
- H. Diamètre de rotation : 133,5 cm

### RÉFÉRENCES

NAFLY3-CBLI (ECP mécanique)  
NAFLY3+-CBLI (ECP électrique)

