

**Avant chaque utilisation, il est important de vérifier l'état du dispositif : coutures, du tissu.
Toute détérioration entraînera soit une réparation par Nausicaa Médical, soit une mise au rebut.**

TÊTIÈRES



La tête amovible TAMOV-PF s'utilise sur les sangles : SURPC2-PF, SUP2-PF, SURP2-PF, HA2-RBA-PF, SUBAS2-PF, SUBAI-PF, SUCBAS2-PF, SUCBAI-PF, SST-PF, SSTBA-PF,, SHA2-PF, SHAC2-PF, SHA2BA-PF, SHAC2BA-PF, SUCPEHA2-PF, SUCBAHA2-PF

TAMOV-PF ○




La tête amovible et baleinée TABAL-PF s'utilise sur les sangles : STORP2-PF, SATL-PF, STO-PF

TABAL-PF ○



La tête à attaches TAAT-PF s'utilise sur les sangles : SUBAS2-PF, SUBAI-PF, SUCBAS2-PF, SUCBAI-PF, SHA2-PF, SHAC2-PF, SHA2BA-PF, SHAC2BA-PF, SUCPEHA2-PF, SUCBAHA2-PF

TAAT-PF ○



**CE DISPOSITIF MÉDICAL DOIT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET
D'UNE FORMATION PAR UN
PROFESSIONNEL DE SANTÉ**



TAMOV-PF/TABAL-PF/TAAT-PF

v 02.04/2020