

Blue wayup 3 Compact

 Facile à transporter et à stocker grâce à sa fonction pliable et sécable




Son piètement fixe nommé **compact** lui permet de **s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus** comme des WC.

Facile à stocker et à transporter grâce à sa fonction pliable
Seulement 0.32m3 plié.



Dimensions

- A. Longueur totale : 91cm
- B. Hauteur utile mini : 77,5 cm
- C. Hauteur utile maxi : 116,5 cm
- D. Hauteur totale : 91 cm
- E. Hauteur du châssis : 8 cm
- F. Largeur embase mini : 39 cm
- G. Largeur embase maxi : 60,5 cm
- H. Diamètre de rotation : 85 cm
- I. Garde au sol : 4 cm



RÉFÉRENCE

BW3-CBLI (piètement fixe)

Blue wayup 3 ECP mécanique ou électrique

 Facile à transporter et à stocker grâce à sa fonction pliable et sécable



Son piètement à écartement mécanique ou électrique nommé **ECP** le rend **compatible avec un grand nombre de fauteuils**. Selon les besoins du patient, une plateforme abaissée est disponible.


Sa plateforme amovible lui permet de pratiquer l'aide à la déambulation ou d'utiliser une plateforme abaissée.

Facile à stocker et à transporter grâce à sa fonction pliable
Seulement 0.36m3 plié.



Dimensions

- A. Longueur totale : 100 cm
- B. Hauteur utile mini : 74,5 cm
- C. Hauteur utile maxi : 117 cm
- D. Hauteur totale : 99 cm
- E. Hauteur du châssis : 11,5 cm
- F. Largeur embase mini : 57 cm
- G. Largeur embase maxi :
 - écartement mécanique : 81 cm
 - écartement électrique : 80 cm
- H. Diamètre de rotation : 112 cm



RÉFÉRENCES

BWECP3ECP-CBLI (ECP mécanique)
BW3PLUS-CBLI (ECP électrique)