



Sangle hamac Premium filet

- Disponible uniquement en filet et filet confort
- Tailles XS, S, M, L, XL.



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



RÉF.	SHA2BA-PF (filet) SHAC2BA-PF- (filet confort)
OPTION	TAAT-PF TAMOV-PF (tête amovible)



La sangle filet est idéale pour le bain et la toilette car elle sèche rapidement. Sa coupe simple et échancrée sur les côtés fait d'elle une sangle à privilégier pour laisser sous le patient au fauteuil, car elle ne présente pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

Réglage des accroches



Le système d'accroche sur fléau 2 points ou 4 points permet de faire varier la position du patient. Pour un confort optimal, nous conseillons de régler la sangle en position assise avec un réglage jaune aux épaules et noir (ou rouge) au niveau des jambes.

Positionnement des sangles



Choix conseillé



Choix secondaire