



Sangle hamac Premium jersey

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés font d'elle une sangle à privilégier pour laisser sous le patient au fauteuil, car elles ne présentent pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort. Cette sangle est également proposée en jersey confort avec mousse confort au niveau des jambières afin de réduire le cisaillement.

- Disponible uniquement en jersey et jersey confort
- Tailles XS, S, M, L, XL.

Réglage des accroches



Le système d'accroche sur fléau 2 points ou 4 points permet de faire varier la position du patient. Pour un confort optimal, nous conseillons de régler la sangle en position assise avec un réglage jaune aux épaules et noir (ou rouge) au niveau des jambes.

Positionnement des sangles



DECROISÉ

Choix conseillé



CROISÉ AU DESSUS DES JAMBES

Choix secondaire



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



RÉF.	SHA2-PF- (jersey) SHAC2-PF- (jersey confort)
OPTION	TAAT-PF (tête à attaches) TAMOV-PF (tête amovible)