

## Easylev 5 Compact



Son piètement fixe nommé **compact** propose une **très faible garde au sol** (6,5 cm) lui permet de passer sous les fauteuils très bas, notamment les fauteuils électriques 6 roues. Son piètement fixe nommé compact lui permet de **s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus** comme des WC.




### Dimensions

- A. Longueur totale : 92 cm
- B. Hauteur utile mini : 72 cm
- C. Hauteur utile maxi : 150 cm
- D. Hauteur totale : 124 cm
- E. Hauteur du châssis : 6,5 cm
- F. Largeur embase mini : 34 cm
- G. Largeur embase maxi : 56,5 cm
- H. Diamètre de rotation : 90 cm

### RÉFÉRENCE

EASYLEV5-CBLI (piètement fixe)



## Easylev 5 ECP mécanique ou électrique



Son piètement à écartement mécanique ou électrique nommé **ECP** le rend **compatible avec un grand nombre de fauteuils**. Selon les besoins du patient, une plateforme abaissée est disponible. L'écartement électrique est privilégié pour les patients les plus corpulents. **Qualité de roulage améliorée** grâce à ses roues de diamètre 100 à double roulements à billes.



### Dimensions

- A. Longueur totale : 107 cm
- B. Hauteur utile mini : 69 cm
- C. Hauteur utile maxi : 152 cm
- D. Hauteur totale : 130 cm
- E. Hauteur du châssis : 11,5 cm
- F. Largeur embase mini : 54 cm
- G. Largeur embase maxi :
  - écartement mécanique : 83 cm
  - écartement électrique : 80 cm
- H. Diamètre de rotation : 110 cm

### RÉFÉRENCES

EASYLEV5ECP-CBLI (ECP mécanique)  
EASYLEV5PLUS-CBLI (ECP électrique)

