

Way Up'Go Compact

 avec assistance motorisée au déplacement



Son piètement fixe nommé **compact** lui permet de **s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus** comme des WC. Sa roue motorisée lui permet de passer avec aisance un seuil de porte.

Facile à stocker et à transporter grâce à sa fonction pliable

Seulement 0.32m3 plié.




 180 kg
 32,5 kg

Dimensions

- A. Longueur totale : 91 cm
- B. Hauteur utile mini : 87 cm
- C. Hauteur utile maxi : 124,5 cm
- D. Hauteur totale (hors télécommande) : 91 cm
- E. Hauteur du châssis : 8 cm
- F. Largeur embase mini : 39 cm
- G. Largeur embase maxi : 58 cm
- H. Diamètre de rotation : 100 cm
- I. Garde au sol : 4 cm

RÉFÉRENCE

WPGO-CPT-CBLI (piètement fixe)
HPD-WP (housse de protection)



Way Up'Go ECP électrique

 avec assistance motorisée au déplacement



Son piètement à écartement électrique nommé **ECP** permet une **ouverture en 3 secondes** pour obtenir une **largeur d'ouverture de 94 cm**.

Cette large ouverture rend ce verticalisateur **compatible avec un grand nombre de fauteuils**.

Facile à stocker et à transporter grâce à sa fonction pliable.

Seulement 0.36m3 plié.



 180 kg
 40,20 kg

Dimensions

- A. Longueur totale : 106,5 cm
- B. Hauteur utile mini : 95 cm
- C. Hauteur utile maxi : 116 cm
- D. Hauteur totale : 94,6 cm
- E. Hauteur du châssis : 112 cm
- F. Largeur embase mini (fermé) : 56,5 cm
- G. Largeur embase maxi (ouvert) : 110 cm
- H. Diamètre de rotation : 108 cm
- I. Garde au sol : 4 cm

RÉFÉRENCES

WPGO-ECP-CBLI (ECP)
HPD-WP (housse de protection)

