

### FICHE PRODUIT

## VERTICALISATEUR **BLUE WAYUP 3**

### COMPACT PLIABLE



#### Descriptif :

- Chassis acier
- Tôles découpe laser et pliage, tubes et profilés
- Peinture époxy au four
- Roues à roulement à billes
- Poids total version compact : 28 kg
- Charge maximale : 150 kg
- Durée de vie du produit : 8 ans\* (hors partie électrique)
- \* Sous condition d'un entretien régulier
- Batterie lithium : 2 ans de garantie
- Batterie plomb : 1 an de garantie


- Dispositifs médicaux (réglement (UE) 2017/745)
- Compatibilité électromagnétique
- Conformité aux normes suivantes :
  - NF EN 60601-1 : 2006/ A1 : 2013
  - NF EN 60601-1-2 : 2015
  - NF EN ISO 10535 : 2021
- Moteur à courant continu basse tension 24V
- Puissance 24 V/120 VA
- Force de poussée maximale : 6 000 N
- Force de poussée maximale vérin d'écartement des pieds : 3 000 N
- Protection électronique en cas de surcharge
- Classe de protection : II
- Type de protection : IP X4
- Arrêts de fin de course par contacteur
- Boîtier en ABS
- Télécommande à câble spiralé, faible tension 24V =
- Protection contre les surcharges par thermo-rupteurs
- Niveau sonore : 60 dB à 1 mètre

#### Caractéristiques Techniques Motorisation :

- Bloc batterie amovible
- Affichage digital de l'autonomie
- Chargeur mural indépendant (en option)
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Télécommande 2 fonctions
- Descente d'urgence : électrique et manuelle
- Branchement cordon secteur pour charge de la batterie

#### Caractéristiques Dimensionnelles :

- A.** Longueur totale : 915 mm
- B.** Hauteur utile mini: 840 mm
- C.** Hauteur utile maxi: 1170 mm
- D.** Hauteur totale : 906 mm
- E.** Hauteur du châssis : 80 mm
- F.** Largeur embase mini : 390 mm
- G.** Largeur embase maxi : 605 mm
- H.** Diamètre de giration : 890 mm
- I.** Garde au sol : 40 mm



Condition de validité :

Les données de cette fiche produit sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour systématique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.