



Compresseur R'Go Soins

Quatre Durées de Cycles :

Options de durée de cycles ajustables pour une personnalisation accrue.
Durée standard 15 minutes.

Trois Alarmes :

- **Alarme visuelle et sonore basse pression :** en cas de fuite et/ou mauvais raccordement.
- **Alarme visuelle maintenance :** indique que la pompe nécessite une maintenance.
- **Alarme visuelle* et sonore* défaut interne :** indique tous problèmes internes (logiciel ou autre) (*autre qu'alarme Basse pression).

Huit Réglages de Confort :

Options de confort personnalisables pour répondre aux préférences individuelles des patients.

Réglage digital :

Interface numérique pour un ajustement précis des paramètres.

Mode dynamique ou statique :

Sélection du mode dynamique au statique.

Verrouillage/déverrouillage :


Verrouillage automatique du panneau de commande.

Maintien automatique de la pression :

Système maintenant et ajustant automatiquement la pression pour conserver un niveau constant et adapté aux besoins du patient.

Pompe silencieuse :

Fonctionnement à faible bruit (< 28 dB) pour un confort optimal.



Avantages

- **Confort personnalisé :** Huit niveaux de réglage pour un confort optimal.
- **Facilité d'utilisation :** Interface digitale intuitive pour une utilisation simple et rapide.
- **Adaptabilité :** Son interface digitale permet une adaptation selon l'état de confort du patient, sa position (assise) et/ou des besoins (mode soins) le tout étant agrémenté par son Maintien Automatique de la Pression.
- **Fiableté :** Conception robuste et durable pour une utilisation à long terme.

Applications

- Utilisation à domicile.
- Hôpitaux et établissements de soins de longue durée ou courte durée.
- Cliniques de rééducation et centres de soins spécialisés.

Matelas conseillés

- Nausiflow 512 en 70, 88 et 120 cm
- Nausiflow 834 en 85 et 120 cm

Références : RGOSOINS-COMP-PM



De 30 à 200kg